Système Qualité SELARL LABO XV

Fiche de Préconisation : Autoréalisation Hélikit

C'2-ENR 26_B Application : 25/01/2018 Revu le : 22/08/2024 Imprimé le : 22/08/2024

Protocole INFAI

Identifier clairement 2 tubes T0 et 2 tubes T30

Visa:.....

Précautions AVANT le prélèvement :

- Rester à JEUN 12 heures (sans boire, ni manger)
- Ne pas avoir fumé depuis la veille.
- Faire le test au repos. Prévoir 30 minutes.
- Trois classes de **médicaments à arrêter** avant le test :
 - Antibiotiques (par voie générale ou, pour certains, oculaire): au minimum 4 semaines avant,
 - Inhibiteurs de la Pompe à Protons (IPP) (ex.: Mopral, Ogast, Inipomp, Inexium,...): au minimum 2 semaines avant
 - Antiacides et pansements gastro-intestinaux (ex.: Smecta, Maalox...): au moins 24 h avant.
- Identifier chaque tube avec votre Nom, Prénom, Date de naissance.

Protocole (selon le kit acheté en pharmacie) :

Identifier clairement 2 tubes T0 et 2 tubes T30

à:___h__

38af6f3f300814cb5fe8fe992564326168cc58240dd6f9f3d01bf2f5d2148d82

Protocole HELIKIT

Dissoudre l'acide citrique dans 200 mL d'eau	Recueillir l'air expiré dans les 2 tubes T0
Faire boire 100 mL de la solution d'acide citrique	Faire boire les 200 mL de jus d'orange ou de la solution d'acide citrique
Recueillir l'air expiré dans les 2 tubes T0	
Dissoudre l'urée ¹³ C dans les 100 mL restants de la solution d'acide citrique	Dissoudre l'urée ¹³ C dans 30 mL d'eau
	Faire boire les 100 mL de la solution d'urée ¹³ C
Faire boire les 100 mL de la solution d'urée ¹³ C	Déclencher immédiatement le chronomètre pour 30 minutes
Déclencher immédiatement le chronomètre pour 30 minutes	Recueillir l'air expiré dans les 2 tubes T30
Recueillir l'air expiré dans les 2 tubes T30	Transmettre les 4 tubes du test dans un sachet
Transmettre les 4 tubes du test dans un sachet	
Le kit doit être apporté au laboratoire dans les 24 heures à température ambiante. NE PAS REFRIGERER. Délai de rendu des résultats : 7 jours (sauf si contrôle)	
Renseignements à compléter et rapporter avec le prélèvement : Ces notions seront prises en compte pour l'interprétation et la validation biologique des résultats (Norme ISO 15189)	
Ces notions seront prises en compte pour l'interprétation e	et la validation biologique des résultats (Norme ISO 15189)
<u>Nom :</u> <u>No</u>	m de jeune fille :
<u>Prénom :</u>	te de naissance : / /
Temps à 0 minute (tubes T0): h Ter	mps à 30 minutes (tubes T30): h
<u>Signes cliniques :</u>	
Brûlures œsophagiennes □ NON □ OUI	
<u>Douleurs abdominales</u> : □ NON □ OUI	
Indiquer s'il y a lieu les dernières prises des l	<u>médicaments suivants :</u>
Antibiotiques (TOUS)	:://
Inhibiteurs Pompe à Protons (INIPOMP - MO)	PRAL - INEXIUM) : / /
Antiacides ou Pansements intestinaux (SMEC)	CTA - MAALOX) : / /
PARTIE RESERVÉE AU LABORATOIRE	
Date de réception : / /	Prélèvement conforme : □ OUI □ NON